

**Convient particulièrement :**

- Aux oxymétries nocturnes
- À la surveillance ambulatoire à domicile ou à l'hôpital
- Aux urgences
- Aux soins intensifs
- Aux services de pneumologie et cancérologie
- Aux Dentistes
- Aux Centres de dialyse
- Aux tests d'effort

**Références**

Avant 4000	VD 329300
Câble PC/4000	VD 326200
nVision	VD 326100

**L'oxymétrie sans contrainte de câble!**

L'Avant 4000 assure un plus grand confort au patient avec une totale liberté de mouvement. La technologie sans fil Bluetooth® assure la fiabilité et la sécurité du transfert des données patient de l'Oxymontre 4100 vers le boîtier de stockage des données.



- **Sans fil:** améliore la liberté du patient pas de fil entre le patient et le moniteur (jusqu'à 10 m de distance).
- **Bluetooth Technologie:** utilise les ondes radio pour communiquer, l'Oxymontre 4100 et le moniteur Avant 4000 n'ont donc pas nécessairement besoin d'être dans la même pièce pour communiquer (ils peuvent communiquer en étant situés de part et d'autre d'une cloison).
- **Autonomie:** 120 heures de durée de vie de la batterie et 33 heures de mémoire.
- **Sophistiqué:** transmission cryptée des données.

**Spécifications**

Chaque **Oxymontre 4100** possède un numéro d'identification qui permet au clinicien de reconnaître facilement et rapidement le moniteur correspondant.

■ Mémoire	33 heures
■ Autonomie	2 piles 1,5V AA: 120 h
■ Échelle de mesure SpO2	0 à 100 %
■ Échelle de mesure pulsation	18 à 300 BPM
■ Précision	± 3 %
■ Poids	125g
■ Température	Fonctionne de 0 à +40°C
■ Humidité	Fonctionne de 10 à 90 %