

Onyx Vantage 9590

Précision Durabilité Tranquilité d'esprit



Le seul oxymètre
de pouls digital
avec une précision
cliniquement testée



L'Onyx Vantage 9590 est un instrument idéal dans toute situation où un relevé rapide et précis de la saturation en oxygène du sang et de la fréquence du pouls est nécessaire. L'utilisation de l'oxymètre de pouls digital Onyx Vantage 9590 est réservée aux professionnels de la santé.



La technologie SpO₂ Pure SAT® permet une performance sur les patients les plus difficiles, y compris ceux présentant une faible perfusion, **pour vous assurer des mesures d'une grande précision.**

L'Onyx Vantage 9590 résiste aux chocs et aux déversements d'eau (Norme IPX2). Il permet des milliers d'utilisations dans les environnements les plus difficiles pour vous garantir une utilisation durable.

Avec la possibilité d'effectuer jusqu'à **6000 contrôles ponctuels** soit 36 heures d'utilisation continue sur deux piles AAA, vous choisissez aussi la tranquillité d'esprit en préférant l'Onyx Vantage 9590.

L'Onyx Vantage 9590 est un gage de **précision** pour un large éventail de patients et de cadres d'utilisation.

Pour l'enfant ou l'adulte, les peaux claires ou foncées et une bonne ou une faible perfusion, l'Onyx Vantage 9590 apporte une **réponse fiable** à vos besoins cliniques.

L'Onyx est le seul oxymètre de pouls digital dont les revendications de précision et de performance sont étayées par des **études cliniques** publiées revues par des pairs.



Un voyant tricolore de qualité du pouls permet l'évaluation rapide de la qualité du pouls du patient

- Onyx Vantage 9590 référence : VD339600
- Livré avec lanière, instructions sur CD et deux piles AAA
- Plage d'affichage de saturation en oxygène 0-100% SpO₂
- Plage d'affichage de fréquence de pouls 18 à 321 pulsations/minute (b.min⁻¹)
- Dimensions 5,59 x 3,3 x 3,23 cm.

 **AIR LIQUIDE**
www.airliquide.com