

Convient particulièrement :

- Aux oxymétries nocturnes
- À la surveillance ambulatoire à domicile ou à l'hôpital
- Aux urgences
- Aux soins intensifs
- Aux services de pneumologie et cancérologie
- Aux Dentistes
- Aux Centres de dialyse
- Aux tests d'effort



L'Oxymètre 9600 (réf VD 326200) est livré avec un capteur pince adulte

Le **9600** permet un monitoring confortable, précis et sécurisé du pouls et de la SpO2 au chevet des patients.

Au domicile comme à l'hôpital :

- ✓ Gestion complète et sécurisée des alarmes (mémorisation des réglages)
 - SpO2 min et max
 - Pouls min et max
 - Retrait du capteur
- ✓ Report d'alarme (peut se brancher sur le système général des alarmes du surveillant)
- ✓ Enregistrement des 115 dernières heures
- ✓ Résistance aux artéfacts de mouvement.

Références	Spécifications
Avant 9600	VD326200
Câble PC/Avant	VD312200
Sacoche Avant	VD329700
Chargeur Avant	VD327400
Logiciel nVision	VD326100
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mémoire 115 heures ■ Autonomie 12 heures (batterie) ■ Échelle de mesure SpO2 0 à 100% ■ Échelle de mesure pulsation 18 à 300 BPM ■ Précision +/- 3% ■ Poids 1kg ■ Température d'utilisation 0 à + 50°C ■ Humidité 10 à 90% ■ Garantie 3 ans

Avant 9600	VD326200
Câble PC/Avant	VD312200
Sacoche Avant	VD329700
Chargeur Avant	VD327400
Logiciel nVision	VD326100

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mémoire 115 heures ■ Autonomie 12 heures (batterie) ■ Échelle de mesure SpO2 0 à 100% ■ Échelle de mesure pulsation 18 à 300 BPM ■ Précision +/- 3% ■ Poids 1kg ■ Température d'utilisation 0 à + 50°C ■ Humidité 10 à 90% ■ Garantie 3 ans
--	--

Air Liquide Medical Systems

Parc de Haute Technologie

6, rue Georges Besse – 92182 Antony Cedex – FRANCE

Tél. : +33 (0)1 40 96 66 00 – Fax : +33 (0)1 40 96 67 00