

DELTA 2



L'aide
inspiratoire
au rythme
du patient

La synchronisation ventilateur-patient est une des sources de la réussite de la Ventilation Non Invasive (VNI).

Delta 2 propose une ventilation à deux niveaux de pression et les réglages nécessaires pour assister la fonction respiratoire avec confort et efficacité.

DELTA 2 :

l'aide inspiratoire maîtrisée

SYNCHRONE

Trigger auto-adaptatif



Les algorithmes des triggers de Delta 2 garantissent la synchronisation avec la ventilation du patient même en cas de fuite.

CONFORTABLE

Sensible



Le réglage de sensibilité des triggers offre une large plage d'adaptation au patient en fonction de sa pathologie.

Silencieuse et discrète



Avec moins de 32 db et une taille réduite, Delta 2 s'intègre parfaitement chez le patient.

Humidification intégrée*

Le module Humidys permet une humidification adaptée au confort et à l'acceptation du patient.

OBSERVANCE DÉTAILLÉE




Delta 2 propose de suivre le traitement du patient grâce aux logiciels d'observance Bora Soft et Direct Observance.

PERFORMANTE



Les performances ventilatoires et la sensibilité des triggers de Delta 2 procurent la sensation de confort qu'exige l'assistance respiratoire.



SÛRE

Réglages



Les réglages du temps inspiratoire maximum et de la fréquence minimum sécurisent la ventilation du patient.

Alarmes

Les alarmes de coupure d'alimentation et de débranchement patient (débrayable) et la batterie de secours permettent d'assurer la continuité de la ventilation.

SPÉCIFICATIONS

RÉFÉRENCES

Delta 2	KC 023200	Bora Soft	KC 022400
Humidys + D	KC 022400	Circuit patient	KT 600300
Sac de transport	KF 007000	Batterie de secours	KY 585700
Câble PC	YR 144100	Filtre poussière (x1)	KY 482500

* option

Taema

6, rue Georges Besse, CE 80 - 92182 ANTONY Cedex - FRANCE
Tél : + 33 (1) 40 96 66 00 - Fax : + 33 (1) 40 96 67 00