

# ***Domiflo***

Entretenir la confiance



[www.airliquidemedicalsystems.com](http://www.airliquidemedicalsystems.com)



Domiflo est un détendeur-débitmètre à étrier, conçu pour les patients insuffisants respiratoires. Compact et léger, il est idéal pour la déambulation et garantit l'autonomie du patient au quotidien.

### Design fonctionnel

- Préhension naturelle
- Poids optimisé
- Encombrement réduit
- Formes pensées pour l'hygiène

### Utilisation intuitive

- Montage direct et simple
- Système de serrage souple
- Sélection des débits et lecture aisées

### Robustesse sécurisante

- Résistance aux chocs
- Choix de composants spécifiques
- Pas de maintenance préventive



### Caractéristiques techniques

<b>Gaz disponible</b>	Oxygène
<b>Plage de débit (l/min)</b>	0 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7
<b>Pression d'entrée maximale</b>	200 bar
<b>Pression de sortie</b>	2 bar (+ ou - 0,2 bar)
<b>Poids</b>	480 gr
<b>Masse magnétique</b>	29 gr
<b>Dimensions</b>	91 x 108 x 59 mm
<b>Matériaux</b>	ABS (plastique), laiton, silicone, EPDM, zamak
<b>Filtration des particules</b>	> 40 micromètres
<b>Conformité aux normes</b>	NF EN ISO 10524-1 / NF EN ISO 407
<b>Durée de vie</b>	5 ans

*Autres versions disponibles sur demande*

### Références

Domiflo      CM076000



L'activité Santé d'Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l'hôpital, des services médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales. Ses 7 800 collaborateurs servent 5 000 hôpitaux et 500 000 patients sur les cinq continents. Air Liquide est le leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement.

Parc de Haute Technologie - 6, rue Georges Besse - 92182 Antony Cedex - Tél : +33 (0)1 40 96 66 00 - Fax : +33 (0)1 40 96 67 00