

easy-resp




MASQUE BUCCAL DE VENTILATION sans pièce intrabuccale

easy-resp est un masque sans fuite intentionnelle,
utilisé pour la VNI à l'hôpital et à domicile.

Breveté aux U.S.A et en Europe

www.airliquidemedicalsystems.com



Pour une plus grande liberté de mouvement

- Améliore le **confort** du patient : petit, souple, léger et transparent
- Champ visuel totalement **libre**
- Pas de contact avec le nez
- **Facile** à mettre et à enlever
- Pas de fuites dans les yeux

Pour une VNI plus efficace

- Espace mort réduit
- Excellente **étanchéité**
- VNI efficace en cas de diminution perméabilité temporaire
- Pas de contact avec le nez : pas de risque de blessure de l'arête nasale



Caractéristiques techniques

Réalisé en silicone pur, garantie sans latex

Marqué CE, classe IIa

Embout femelle de diamètre 22mm (adaptable à tous les filtres et raccords standards de ventilation)

Références

Kit masque easy-resp **KM209400**
avec harnais taille médium

Kit masque easy-resp **KM209500**
avec harnais taille small

Kit masque easy-resp **KM209600**
avec harnais taille large

Harnais taille médium KM209700

Harnais taille small KM210800

Harnais taille large KM210900

L'activité Santé d'Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l'hôpital, des services médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales.

Ses 7 800 collaborateurs servent 5 000 hôpitaux et 300 000 patients sur les cinq continents. Air Liquide Medical Systems fait partie de la Division Santé d'Air Liquide.