

EVA 300

Humidificateur chauffant intégré



EVA 300 est un humidificateur intégré compatible avec le **Monnal T20 et T30**.
C'est une solution qui assure au patient un confort optimal.



- Un système **anti-renversement** qui **protège** le ventilateur quelque soit son inclinaison
- Facilement **démontable** pour un nettoyage régulier au lave vaisselle
- Un bouchon souple permet de **remplir** le réservoir sans démonter l'ensemble
- Une **capacité** de 300ml pour une humidification toute la nuit
- 5 positions de chauffe facilement ajustables **de nuit**
- Une station d'accueil pour une meilleure **intégration** de l'ensemble

Caractéristiques techniques

Dimensions : (h x Lx l) 125,4 x 393 x 196 mm

Masse : 0,8Kg

Protection : IP32

Classe : IIa

Références

EVA 300 (110V)	KC030900
EVA 300 (220V)	KC031000
Réservoir EVA 300	KY669100
Monnal T20	KC030500
Monnal T30	KC030600
Circuit Patient	KT600300

