

# NEFTIS ICU

La polyvalence par excellence



# Quand polyvalence rejoint performance et simplicité

Neftis ICU est simple d'utilisation, convivial et s'adapte à toutes les situations cliniques pour un traitement optimal des patients.



## Simplicité, convivialité et confort

- Un **écran tactile couleur** pour un accès simple et logique aux réglages des consignes et des seuils d'alarmes, ainsi qu'à la sélection des modes de ventilation.
- Une **interface des plus intuitives**, avec un principe de page unique pour un accès rapide à l'ensemble des données de surveillance du patient.
- Des **touches d'accès direct** pour activer rapidement les fonctions importantes.

→ Le confort d'utilisation offert par Neftis ICU vous

## Hautes performances pour vos patients

- Un **ensemble des modes de ventilation conventionnels**, assistés, contrôlés ou spontanés, en ventilation invasive ou non invasive,
- Un **meilleur confort du patient en ventilation spontanée**, grâce à une optimisation de la synchronisation patient-machine et à une limitation du travail respiratoire du patient,
- Une **optimisation du suivi et de la surveillance du patient** : affichage permanent des paramètres patient mesurés, messages d'alarmes clairs et visibles, affichage des tendances sur 72 heures et accès à la mécanique ventilatoire,
- La possibilité de réaliser des **pauses inspiratoire et expiratoire**, d'afficher les **courbes boucle** et d'effectuer des **mesures** sur les courbes via des curseurs.


→ Les qualités de monitoring et de ventilation de Neftis ICU assurent la ventilation optimale de votre patient



Développé en collaboration étroite avec le corps médical, les performances ventilatoires de Neftis ICU répondent parfaitement aux exigences des patients les plus difficiles.

## d'utilisation

- Un **écran d'aide aux réglages** pour mieux vous guider.
- Un **écran de veille clair et convivial** à l'allumage pour notamment effectuer des pré-réglages en fonction du type de patient, lancer les tests automatiques et démarrer la ventilation via une touche dédiée.  
Cette ergonomie d'utilisation permet un **démarrage simple, rapide et efficace**.



permet une totale concentration sur votre patient

## Adaptabilité à toutes les situations

- Neftis ICU vous apporte les **performances d'un ventilateur de réanimation** dans toutes vos applications : soins intensifs, services d'urgences, réveil post-opératoire, transport intra-hospitalier.
- Il est adapté à **tous les types de patients**, enfant, adulte, dont les insuffisants respiratoires aigus (SDRA, BPCO, crises d'asthme, etc.).
- Neftis ICU vous permet de ventiler sans réseau d'air, ni compresseur, grâce à sa **turbine**. Son fonctionnement sur **batteries** facilite les transferts intra-hospitaliers du patient.

→ L'adaptabilité de Neftis ICU vous rend plus libre





## Contacts

Air Liquide Medical Systems  
*Parc de Haute Technologie*  
6, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
France  
Téléphone : +33 (0)1 40 96 66 00  
Télécopie : +33 (0)1 40 96 67 00



L'activité Santé d'Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l'hôpital, des services médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales. Ses 7 800 collaborateurs servent 5 000 hôpitaux et 500 000 patients sur les cinq continents. Air Liquide est le leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement.