



VANNES DE SECTIONNEMENT

Vanne BS

Vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique permettant d'isoler les circuits de vide ou de gaz à moyenne pression.



Vanne BS 8 x 10



Vanne avec coffret plombable

Performance

- Très bonne étanchéité avec 2 sièges et 2 garnitures indépendantes au presse étoupe.
- Double protection : chromage et nickelage.
- Bille en laiton chromé dur.
- Grâce à l'utilisation du PTFE les **VANNES BS** ne grippent pas et ne collent pas.

Caractéristiques

Pression max. d'utilisation : 20 bar.

Connexions : brasage sur tube cuivre.

Matériaux : corps en laiton nickelé et boisseau sphérique chromé dur.

Marquage CE 0120 classe IIa.

Entretien et maintenance

Contrôle d'étanchéité annuel.

Aucune maintenance préventive requise.

références

Référence	Désignation	Ø (mm)
BS001000	VANNE BS	8 x 10
BS001200	VANNE BS	10 x 12
BS001400	VANNE BS	12 x 14
BS001600	VANNE BS	14 x 16
BS001800	VANNE BS	16 x 18
BS002000	VANNE BS	18 x 20
BS002200	VANNE BS	20 x 22
BS002800	VANNE BS	26 x 28
BS003200	VANNE BS	30 x 32
BS004200	VANNE BS	40 x 42
BS005200	VANNE BS	50 x 52

accessoires

Référence	Désignation
BB010600	Coffret plombable pour Vanne BS jusqu'à 20 x 22
YA011100	Scellé compact « neutre »